

# 「加熱設備」定期檢查表

使用單位：\_\_\_\_\_ 位置名稱或代號：\_\_\_\_\_

檢查類別：定期檢查(週期：1年) 重點檢查 作業檢點 檢查日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果	異常狀況說明	改善措施	備註
1	電源插頭是否有彎曲或損壞。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
2	電源線是否接地。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
3	電源開關功能是否異常。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
4	外觀或內部是否正常。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
5	其他保持性能之必要措施。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
6	操作完畢電源是否隨手關閉。	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			
附註	1、檢查方法：依據檢查人員專業，採以目視做定期檢查，若有特殊需要則需請設備管理人通知專業廠商辦理檢查。 2、檢查結果：正常或異常打✓。檢查發現異常時，請通報設備管理人並副知總務處環安組採取必要措施。 3、本檢查表依規定需保存三年。 4、本檢查表請存放於使用單位或儀器旁明顯處以備查驗。					

檢查人員核章：\_\_\_\_\_

實驗室負責人核章：\_\_\_\_\_

系所主任核章：\_\_\_\_\_